

LE UL-7000 ZAPPER QUANTIQUE ORGO-LIFE® À L'ARGENT PURE, 3 dans 1



Marque: La Technologie Orgo-Life®

Code produit: UL-7000

Disponibilité: 13

Poids: 0.00kg

Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Prix: \$357.50

HT: \$357.50

Courte description

LE UL-7000 ZAPPER QUANTIQUE ORGO-LIFE® À L'ARGENT PURE, 3 dans 1

Disponible dans 1 jour le seul kit au monde 3 dans 1, d'Orgo-Life®

Une toute nouvelle technologie Quantum au niveau du circuit de l'appareil vous permet de :

1-Faire de l'eau Colloïdale fraîche tous les jours, pour garder votre système Globalement en meilleur forme (recommandé de faire en 20-30 minutes ou demandez à votre médecin)

2-Vous zappez les parasites tous les jours et affaiblissez les membranes de leurs cellules pour favoriser leurs éliminations.

-L'outil idéal pour ceux qui ont eu LA PICOUSE.

3 -Pour ceux qui ont la nouvelle série Thérapeutique Énergétique PRO, il sert aussi d'amplificateur pour votre unité Orgo-Life® et permet d'amplifier les ondes et énergies terrestre pour mieux être connecté à la terre (GRONDER)

-Viens avec une garantie de 3 ans, et un contrat de service si vous avez des problèmes après de 3 années

Description

LE UL-7000 ZAPPER QUANTIQUE ORGO-LIFE® À L'ARGENT PURE, 3 dans 1

Disponible dans 1 jour le seul kit au monde 3 dans 1, d'Orgo-Life®

Une toute nouvelle technologie Quantum au niveau du circuit de l'appareil vous permet de :

1-Faire de l'eau Colloïdale fraîche tous les jours, pour garder votre système Globalement en meilleur forme (recommandé de faire en 20-30 minutes ou demandez à votre médecin)

2-Vous zappez les parasites tous les jours et affaiblissez les membranes de leurs cellules pour favoriser leurs éliminations.

-L'outil idéal pour ceux qui ont eu LA PICOUSE.

3 -Pour ceux qui ont la nouvelle série Thérapeutique PRO, il sert aussi d'amplificateur pour votre unité Orgo-Life® et permet d'amplifier les ondes et énergies terrestre pour mieux être connecté à la terre (GRONDER)

-Viens avec une garantie de 3 ans, et un contrat de service si vous avez des problèmes après de 3 années

[Nos appareils ne prétendent pas guérir une maladie ou une maladie. Avis de non-responsabilité : en cas de problème médical grave, veuillez demander l'aide et les conseils d'un professionnel de la santé qualifié. Les avantages potentiels pour la santé n'ont pas été évalués par les organismes nationaux de délivrance des licences médicales.](#)

PLUS DE DESCRIPTION À VENIR BIENTÔT

Galerie du produit





Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145



To make a glass of fresh colloidal silver with your Quantum Zapper, please use a glass of 200-250ml (7-8 ounces) of 0ppm water, or distilled water, you can buy this at your local pharmacy. The cup for the water must be glass absolutely (Not metal)

Pour faire un verre d'argent colloïdal frais avec votre Quantum Zapper, veuillez utiliser un verre de 200 à 250 ml (7 à 8 onces) d'eau à 0 ppm, ou de l'eau distillée, vous pouvez l'acheter dans votre pharmacie locale. La tasse pour l'eau doit être absolument en verre (pas en métal)

www.Orgo-Life.com

Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145



Then let the zapper run for approximate 25-30 minutes, as shown in the picture.

Ensuite, laissez le zapper fonctionner pendant environ 25 à 30 minutes, comme indiqué sur l'image.

www.Orgo-Life.com

Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145



Remember your zapper unit and Colloidal silver rods are made to make 1-3 glasses of fresh water everyday, (using it between 25-30 minutes). The unit is not designed to make 1 gallon or bigger quantities, such as more commercial usage. It is designed just for your personal usage. The silver rods will wear out in time, you can purchase new rods with Orgo-Life Technology anytime on our website.

N'oubliez pas que votre unité zapper et les tiges d'argent colloïdal sont faites pour fabriquer 1 à 3 verres d'eau fraîche tous les jours (en utilisant entre 25 et 30 minutes/verre). L'unité n'est pas conçue pour fabriquer des quantités de 1 gallon ou plus, telles qu'un usage plus commercial. Il est conçu uniquement pour votre usage personnel. Les tiges d'argent s'useront avec le temps, vous pouvez acheter de nouvelles tiges avec Orgo-Life Technology à tout moment sur notre site Web.

www.Orgo-Life.com

Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145



Then with your Quantum Zapper and Silver rods kit, you can make a glass of fresh colloidal silver within 25-30 minutes.

Ensuite avec votre kit d'argent colloïdal et votre Zapper Quantique, vous pourrez faire un verre d'argent colloïdal frais dans les 25 à 30 minutes.

www.Orgo-Life.com

Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145



A fully charged battery should give you approx. 10 hours of usage of your zapper, before recharging the battery.

Une batterie complètement chargée devrait vous donner environ 10 heures d'utilisation de votre zapper, avant de recharger la batterie.

www.Orgo-Life.com

Orgo-Life®
Product Code : UL-7000
Orgo-Life® Quantum Silver Zapper Generation 2145
Zapper Quantique Orgo-Life® Génération 2145



For those who own an Orgo-Life Therapeutic PRO series, there is two cables on your unit. The one with the mini 1/8 plug is to be connected to your zapper for a special wave boost.

Pour ceux qui possèdent une série Orgo-Life Therapeutic PRO, il y a deux câbles sur votre appareil, celui avec la prise mini 1/8 est à connecté à votre zapper pour un boost d'ondes spéciales.

www.Orgo-Life.com



